

DESIGNATION / *DESIGNATION* :

PINCE A BIOPSIE / *BIOPSY FORCEPS*


Informations fabricant / *Manufacturer information*

- Adresse / *Address*:
PRINCE MEDICAL - ZA La Sente Du Moulin - 60530 Ercuis - FRANCE

- Certification qualité / *Quality certification*:
Référentiels / *Referential* : NF EN ISO 13485 :2016
Organisme notifié / *Notified Body* : Gmed-0459
N° de certificat / *Certificate No* : 10229
Validité / *Validity* : 30/12/2020

Références et caractéristiques / *References and characteristics*

Références <i>References</i>	Dénomination <i>Denomination</i>	Longueur <i>Length</i> (cm)
PS3600025	Pince à biopsie / <i>Biopsy forceps</i>	26



<p>Usage unique / <i>Single use</i></p> <p>Stérile / <i>Sterile</i></p> <p>Mode de stérilisation / <i>Sterilization method</i></p> <p>Durée de vie / <i>Shelf life</i></p> <p>Présence de Latex / <i>Contains Latex</i></p> <p>Conditionnement / <i>Packaging</i></p> <p>Stockage / <i>Storage</i></p>	<p>Oui / <i>Yes</i></p> <p>Oui / <i>Yes</i></p> <p>Oxyde d'éthylène / <i>Ethylene oxide</i></p> <p>2 ans / <i>2 years</i></p> <p>Non / <i>No</i></p> <p>Boîte de 20 unités en emballage individuel stérile / <i>Box of 20 units in individual sterile package</i></p> <p>Dans leur boîte d'origine dans un endroit frais et sec / <i>In their original packaging, in a cold and dry place</i></p> <p style="text-align: center;">☀️ ☔</p>
--	---

Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux / Principal components and nature of the materials

Le dispositif est composé de / The device is composed of :

- Pince en polyamide / *forceps in polyamide*

Utilisation / Use

La pince à biopsie est utilisée pour réaliser des biopsies sur des zones suspectes du col utérin / *The biopsy forceps are used to perform biopsies on suspicious areas of the cervix.*

Marquage CE / EC marking :

Référentiel / *Standard*

Classe / *Class*

Attestation CE / *EC attestation*

Validité / *Validity*

MDD

IIa / *IIa*

n°9161

26/05/2024