

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:
2017-04

Vinyl 2000 PP

Unser Einmaluntersuchungshandschuh aus Vinyl / Our disposable vinyl examination glove



Physikalische Eigenschaften / Physical properties:

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)
1151XS	Extra-Small	min. 240	≤ 80
1151S	Small	min. 240	85 ± 5
1151M	Medium	min. 240	95 ± 5
1151L	Large	min. 240	105 ± 5
1151XL	Extra-Large	min. 240	115 ± 5

Reißdehnung / Elongation at break (%)	AQL
Vor Alterung / Before aging min. 300	EN 455 / AQL 1,5
Nach Alterung / After aging min. 300	

Wandstärke / Thickness (mm)	
Schaft / Cuff	>0,050
Handfläche / Palm	>0,080
Finger	>0,050

Prüfnormen / Testing standards	
EN 455-1 / -2 / -3 / -4	Ja / Yes

Allgemeine Informationen / General information:

Produktbeschreibung / Product description:

Vinyluntersuchungshandschuh, gepudert, unsteril, Rollrand, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch. / Vinyl examination glove, powdered, non-sterile, beaded cuff, ambidextrous, disposable.

Inhaltsstoffe / Ingredients:

PVC, DINP, D80, Ca-Zn-Stabilisator, Puder (Maisstärke) / powder (cornstarch).

Verpackung / Packing:

100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton

Haltbarkeit / Shelf life:

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Temperaturen unter 5 °C und über 30 °C vermeiden. / 5 years if stored properly: store in a cool and dry place, protect from sunlight. Avoid temperatures below 5 °C and higher than 30 °C.

Qualitätszertifikate / Quality certificates:

- EN ISO 9001; EN ISO 13485
- 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I / Medical product of class I
- Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung / Food Compliance acc. to EC Directive 1935/2004 (Achtung: Nicht geeignet für den Umgang mit fetthaltigen Lebensmitteln!)

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.