

## BD Discardit™ II Spritzen



- zweiteilige Spritzen mit Luer-Ansatz
- durch den glasklaren Spritzenzylinder ist der Spritzeninhalt gut zu erkennen
- der Kolben der Spritze gleitet gleichmäßig bis zum vollständigen Ausbringen des Spritzeninhaltes
- leichtläufige und gleichmäßige Kolbenbewegung für eine genaue Applikation
- Kolbenstopp durch Rückhaltering
- gut ablesbare, wischfeste Skalenqualität
- Spritzenzylinder aus Polypropylen
- Kolbenstange aus Polyethylen
- Kolbengleitmittel Oleamid
- Verpackungseinheiten farbkodiert
- EO-sterilisiert
- sterile Einzelverpackung, Einmalgebrauch, latexfrei, PVC-frei

Volumen	Ansatz	Graduierung	Produkt-Nr.	VE / UK
<b>BD Discardit™ II Spritzen</b>				
2 ml	zentrisch	unterteilt in 0,1 ml	300928	100 / 3000
5 ml	exzentrisch	unterteilt in 0,2 ml	309050	100 / 1800
10 ml	exzentrisch	unterteilt in 0,5 ml	309110	100 / 1200
20 ml	exzentrisch	unterteilt in 1 ml	300296	80 / 960

*Bei Druckanwendungen empfehlen wir unsere dreiteiligen BD Emerald™ und BD Plastipak™ Spritzen.*