

# Yankauer Tips



mediman®

**mediman®** Yankauer Tips for general surgery. Connect with tubes 9302-03 and 9349-51.

*Sterile Yankauer Spitzen für gemeine Chirurgie. Verbindung mit Schlauchen 9302-03 und 9349-51.*

Art. No. Art. Nr.	Product description Produktbeschreibung	Tip length Spitze Länge	Tip ID/OD Spitze ID/AD	CH	Pcs/box St./Scht.
9274	<b>Yankauer Normal</b> , four holes ,vier Löcher	25 cm	5 / 6.3 mm	19	40
9275	Same as 9274, with vacuum control 9274, mit Vakuumkontrolle				
9284	<b>Yankauer Small</b> , four holes, bubble handle vier Löcher und Blasegriff	25 cm	3 / 4 mm	12	40
9285	Same as 9284, with vacuum control 9284, mit Vakuumkontrolle				
9294	<b>Yankauer Medium</b> , four holes, bubble handle vier Löcher und Blasegriff	25 cm	4.7 / 6.3 mm	19	40
9295	Same as 9294, with vacuum control 9294, mit Vakuumkontrolle				
9288	<b>Yankauer Large</b> , four holes, bubble handle vier Löcher und Blasegriff	25 cm	6.2 / 8 mm	24	40
9289	Same as 9288, with vacuum control 9288, mit Vakuumkontrolle				

## Sterile suction sets (Tip + tubing)      Sterile Saugsets (Spitze + Schläuche)


Art. No. Art. Nr.	Tip Art. No. Spitze Art. Nr.	Tube length Schlauch Länge	Tube ID/OD Schlauch ID/AD	CH	Connector Konnektor	Pcs/box St./Scht.
9276	9274	2.0 m	5.5 / 8.0 mm	24	Bubble Blase ID 5.5-11 mm	100
9277		3.5 m				70
9286	9284	2.0 m	5.5 / 8.0 mm	24	Bubble Blase ID 5.5-11 mm	100
9287		3.5 m				70
9290	9285	2.0 m	5.5 / 8.0 mm	24	Bubble Blase ID 5.5-11 mm	100
9291		3.5 m				70
9292	9294	2.0 m	5.5 / 8.0 mm	24	Bubble Blase ID 5.5-11 mm	100
9293		3.5 m				70
9296	9295	2.0 m	5.5 / 8.0 mm	24	Bubble Blase ID 5.5-11 mm	100
9297		3.5 m				70

CE  
0537

**mediman®**  
www.mediman.fi

Fluorplast Oy, Västervägen 8, FI-66240 Petalax  
Tel. +358-6-347 1500 Fax +358-6-347 0388  
fplast@fluorplast.fi

## Flat Tips




Art. No. Art. Nr.	Product description Produktbeschreibung	Tip length Spitze Länge	Tip ID/OD Spitze ID/AD	CH	Pcs/box St./Scht.
9227	<b>Small Flat Tip</b> , angled, bubble handle <i>Kleine Flache Spitze, gebogen, Blasegriff</i>	25 cm	Flat Flache	-	40
9245	<b>Flat Tip</b> , angled, bubble handle Flache Spitze, gebogen, Blasegriff	22 cm	Flat Flache	-	40

### Sterile suction sets (Tip + tubing)      Sterile Saugsets (Spitze + Schläuche)

Art. No. Art. Nr.	Tip Art. No. Spitze Art. Nr.	Tube length Schlauch Länge	Tube ID/OD Schlauch ID/AD	CH	Connector Konnektor	Pcs/box St./Scht.
9243	9243	2.0 m	5.5 / 8.0 mm	24	Bubble Blase ID 5.5-11 mm	100
9244		3.5 m				70

## Metal Suction Tip


for ENT Sterile single packed, disposable with PP Female Luer



Art No.	Size	Colour	pcs / box
<b>9401</b>	0.4 x 60 mm	Purple	50
<b>9402</b>	0.7 x 60 mm	Black	50
<b>9403X</b>	1.0 x 60 mm	Brown	50
<b>9404X</b>	1.4 x 60 mm	White	50
<b>9405</b>	2.1 x 70 mm	Green	50
<b>Adapter between Tube and Tip, PP</b>			
<b>9410</b>	Adapter		50
<b>9411</b>	Adapter+ with VC hole		50



## Sterile Suction Tips



**mediman®**

Sterile transparent suction tips for **ENT, Orthopaedic and Plastic Surgery.**


*Sterile durchsichtige Saugschläuche für **HNO, Orthopädie und Plastikchirurgie.***

Art. No. Art. Nr.	Product description Produktbeschreibung	Tip length Spitze Länge	Tip ID/OD Spitze ID/AD	CH	Pcs/box St./Scht.
9242	<b>Fine tip tapered short</b> <i>Kurze konische schmale Spitze</i>	11 cm	2 / 3 mm	9	50
9249	<b>Fine tip tapered long</b> <i>Lange konische schmale Spitze</i>	22 cm	2 / 3 mm	9	40
9258	<b>Fine tip with bubble handle</b> <i>Spitze mit Blasehandgriff</i>	25 cm	3 / 4 mm	12	40
9259	Same as 9258 with vacuum control <i>9258 mit Vakuumkontrolle</i>	25 cm	3 / 4 mm	12	40
9261	<b>Ear suction tip</b> <i>Ohrsaugerspitze</i>	16 cm	1 / 2 mm	6	100
9262	<b>Ear suction tip</b> <i>Ohrsaugerspitze</i>	16 cm	2 / 3 mm	9	100
9263	<b>Double angled Ear suction tip</b> <i>Doppelt gebogene Ohrsaugerspitze</i>	19 cm	3 / 4 mm	12	100

### Suction Sets (Tip + tubing)

### Saugsets (Spitze + Schläuche)

Art. No. Art. Nr.	Tip Art. No. Spitze Art. Nr.	Tube length Schlauch Länge	Tube ID/OD Schlauch ID/AD	CH	Connector Konnektor	Pcs/box St./Scht.
9232	9249	2.0 m	5.5 / 8.0 mm	24	Bubble <i>Blase</i> ID 5.5-11 mm	100
9233		3.5 m				70
9250	9242	2.0 m	5.5 / 8.0 mm	24	Bubble <i>Blase</i> ID 5.5-11 mm	100
9251		3.5 m				70



9238A & 9239A



9282



9280


Art. No. Art. Nr.	Tip Spitze	Tube length Schlauch Länge	Tube ID/OD Schlauch ID/AD	CH	Connector Konnektor	Pcs/box St./Scht.
9282	<b>Rectoscope suction</b> 40 cm, 5/6.3 mm <i>Rectoscopie-Sauger</i>	2.0 m	5.5 / 8.0 mm	24	Bubble <i>Blase</i> ID 5.5-11 mm	70
9238 A	<b>Poole Rissle</b> 32 cm, OD 11 mm	2.0 m	5.5 / 8.0 mm	24	Bubble <i>Blase</i> ID 5.5-11 mm	70
9239 A		3.5 m				40
9280	<b>Vaginal Pipe</b> <i>Vaginalrohr</i> 22 cm, 8/10 mm	2.0 m	5.5 / 8.0 mm	24	Bubble <i>Blase</i> ID 5.5-11 mm	100

CE  
0537

**mediman®**  
www.mediman.fi

Fluorplast Oy, Västervägen 8, FI-66240 Petalax  
Tel. +358-6-347 1500 Fax +358-6-347 0388  
fplast@fluorplast.fi

## White Tips



**mediman®** Sterile Suction tips for **ENT, orthopaedic & plastic surgery**. Connects with tube 9309-10, 9314-1.

Saugschlauchspitzen für **HNO, Orthopädie und Plastikchirurgie**. Verbindung mit Schläuchen Nr. 9309-10, 9314-15.

Art. No. Art. Nr.	Product description Produktbeschreibung	Tip length Spitze Länge	Tip ID/OD Spitze ID/AD	CH	Pcs/box St./Scht.
9272	<b>Double angled</b> Suction tip <i>Doppelt gebogene Saugschlauchspitze</i>	24 cm	5 / 6.3 mm	19	Only set <i>Nur set</i>
9247	<b>Orthopaedic</b> suction tip, both ends can be used <i>Orthopädische Saugschlauchspitze, beide Enden können verwendet werden</i>	30 cm	8 / 10 mm	30	20
9248	<b>Fine tip tapered short</b> <i>Kurze konische zulaufende Spitze</i>	11 cm	3 / 4 mm	12	50
9254	<b>Fine tip tapered long</b> <i>Lange konische zulaufende Spitze</i>	22 cm	3 / 4 mm	12	Only set <i>Nur set</i>
9257	Suction tip <b>angled</b> <i>Gebogene Spitze</i>	22 cm	5 / 6.3 mm	19	40
9265	Suction tip <b>double angled</b> <i>Doppelt gebogene Saugschlauchspitze</i>	17 cm	2 / 3 mm	9	100
9266	Suction tip <b>double angled</b> <i>Doppelt gebogene Saugschlauchspitze</i>	17 cm	3 / 4 mm	12	100
9267	Suction tip <b>double angled</b> <i>Doppelt gebogene Saugschlauchspitze</i>	17 cm	5 / 6.3 mm	19	100
9269	Suction tip <b>angled</b> <i>Gebogene Saugschlauchspitze</i>	12 cm	2.5 / 3.5 mm	10	100

### Sterile suction sets (Tip + tubing)      Sterile Saugsets (Spitze + Schläuche)

Art. No. Art. Nr.	Tip Art. No. Spitze Art. Nr.	Tube length Schlauche Länge	Tube ID/OD Schlauche ID/AD	CH	Connector Konnektor	Pcs/box St./Scht.
9246	9247	2.5 m	6.8 / 10.8 mm	33	Bubble ID 6.8-10 mm <i>Blase ID</i>	40
9246A		3.5 m				40
9252	9248	2.0 m	5.5 / 8.0 mm	24	Bubble ID 5.5-11 mm <i>Blase ID</i>	100
9253		3.5 m				70
9254	9254	2.0 m	5.5 / 8.0 mm	24	Bubble ID 5.5-11 mm <i>Blase ID</i>	100
9255		3.5 m				70
9270	9266	2.0 m	5.5 / 8.0 mm	24	Bubble ID 5.5-11 mm <i>Blase ID</i>	100
9271		3.5 m				70
9272	9272	2.0 m	5.5 / 8.0 mm	24	Bubble ID 5.5-11 mm <i>Blase ID</i>	100
9273		3.5 m				70



**mediman®**  
www.mediman.fi

Fluorplast Oy, Västervägen 8, FI-66240 Petalax  
Tel. +358-6-347 1500 Fax +358-6-347 0388  
fplast@fluorplast.fi