


# 10 Prelievo cervicale ed endocervicale

## Cervical and endocervical sampling



## RAMBRUSH

Spazzolino per prelievo endocervicale  
Brush for endocervical sampling

| Cod.   | Descrizione - Description  |
|--------|--|
| 720105 | lung. 20 cm - length 20 cm<br>scovolino 5,5 mm in punta<br>brush 5.5 mm at the tip |
| 720106 |  |
| 720214 |  |

Scatola da 500 pezzi. Il prodotto codice 720105 è confezionato in buste da 10 pezzi; il prodotto codice 720106 è confezionato in blister singolo. I prodotti sono monouso, sterilizzati a EtO e marcati CE. È disponibile anche in bulk (prodotto sfuso, non sterile) codice 720214.

500 pcs. per box. Item code 720105 is packed in pouch of 10 pcs. each; item code 720106 is packed in a single blister. Products are single use, EtO sterilized and CE marked. The product is also available bulk non sterile code 720214.

🇮🇹 Per il prelievo di cellule endocervicali per esame citologico. Le morbide setole di nylon hanno un profilo leggermente conico per un agevole inserimento anche in presenza di cervice stenotica.

Il design del prodotto permette l'asportazione di un campione di cellule sufficiente ed attendibile rendendo la procedura del tutto indolore.

🇬🇧 Endocervical cells sampler for cytologic smear. Soft nylon bristles have a tapered shape to allow a simplified introduction even in case of stenotic cervix. Product design provides a sufficient and reliable sample of cells making the procedure completely painless.

