

Miscellaneous



RAMBOX

Contenitore portavetrini a due posti
Slides holder with double compartment

☛ Contiene fino a due vetrini con le cellule prelevate per gli esami di laboratorio. Fabbricato in polipropilene e dotato di un sistema di chiusura pratico e sicuro.

☛ It stores up to 2 microscope slides with collected cells for cytologic examination. It is manufactured in polypropylene and provided with a practical and safe locking system.

Cod.

720222

Scatola da 250 pezzi.
Fornito non sterile, monouso, IVD.
250 pcs. per box.
Supplied non sterile, single use, IVD.

VETRINI

Vetrini portaoggetto
Microscope slides

☛ Per raccogliere le cellule prelevate per gli esami di laboratorio. Disponibili: normali, sabbati, sabbati-molati-smussati. La superficie sabbata permette di poter scrivere più facilmente. Fabbricati con vetro bianco e pre-puliti: ogni vetrino è confezionato in modo da evitare graffiature ed aderenze. Dimensioni: 75 x 25 x 1,2 mm.

☛ Used to hold the specimen for laboratory examination. Available plain, frosted or frosted with round edges: frosted surface allows an easier data writing. They are manufactured from white glass and pre-cleaned: each slide is separated and protected by a paper sheet to prevent sticking or scratching. Size: 75 x 25 x 1.2 mm.

Cod.	Descrizione - Description
733100	Vetrino normale, scatola da 50 pz. Plain slide, 50 pcs. per box.
733200	Vetrino sabbato, scatola da 50 pz. Frosted slide, 50 pcs. per box.
733201	Vetrino sabbato smussato, scatola da 50 pz. Frosted-round edges slide, 50 pcs. per box.

Fornito non sterile, monouso, IVD.
Supplied non sterile, single use, IVD.