



UNIGLOVES®



OP-MUNDSCHUTZ - PROFIL PLUS

FARBE	ARTIKELNUMMER
-------	---------------

<i>blau</i>	<i>2005 blue</i>
<i>grün</i>	<i>2005 green</i>
<i>limette</i>	<i>2005 lime</i>
<i>orange</i>	<i>2005 orange</i>
<i>pink</i>	<i>2005 pink</i>
<i>violett</i>	<i>2005 violet</i>
<i>weiß</i>	<i>2005 white</i>
<i>gelb</i>	<i>2005 yellow</i>

EN
14683

GALLERY IMAGES



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIGLOVES® Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH | Camp-Spich-Straße 71 | 53842 Troisdorf-Spich, Germany Tel. +49(0)2241-9323-0 | Fax +49(0)2241-9323-298 | www.unigloves.de | unigloves@unigloves.de



UNIGLOVES®

MATERIAL MUNDSCHUTZ	<i><u>Vlies</u></i>
FARBE	<i><u>weiß, blau, gelb, grün, lime, orange, pink, violett</u></i>
TRAGESYSTEM	<i><u>Ohrenschleife rund</u></i>
PRODUKTMERKMALE	<i><u>3-faches, glasfaserfreies Filtermedium, eingearbeiteter Nasenbügel, weiche, runde und hautfreundliche Elastikbänder, latexfrei, nickelfrei</u></i>
NORMEN MUNDSCHUTZ	<i><u>EN 14683 Typ II R, CE</u></i>
VERPACKUNGSINHALT	<i><u>Box à 50 Stück</u></i>
VERSANDEINHEIT	<i><u>10 Boxen</u></i>