

Stericlin® Klarsichtschläuche mit Seitenfalte aus Papier und Folie

Sichere Sterilisation – unterschiedlichste Größen – DIN EN ISO 11607

Stericlin® Klarsichtschläuche erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und der DIN 868-5 und sind das universelle Verpackungssystem für die Sterilisation. Damit können Sie nahezu alle leichten und mittelschweren Instrumente verpacken. Das sterilisationsfeste 70 g/m² starke Kraftpapier bildet eine wirksame Barriere gegen Keime, ist aber gleichzeitig durchlässig für Luft, Dampf und Sterilisationsgase. Es sind drei Indikatoren außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt: STEAM, EO und FORM.

Qualität überzeugt

Unsere stericlin® Klarsichtverpackungen aus 70 g/m²-Papier heben sich durch Qualität, Festigkeit und Sicherheitsreserven deutlich von den marktüblichen Verpackungen aus 60 g/m²-Papier ab.



Artikel-Nr.	Größe in cm (Breite × Falte)	Länge	Kartoninhalt (Rollen)
3FKSS230204	7,5 × 2,5	100 m	4
3FKSS230206	10 × 5	100 m	3
3FKSS230210	15 × 5	100 m	2
3FKSS230212	20 × 5	100 m	2
3FKSS230214	25 × 6,5	100 m	2
3FKSS230216	30 × 6,5	100 m	1
3FKSS230218	38 × 8,0	100 m	1