


Speculum and accessories




SPECUVAG

Speculum vaginale con bloccaggio a paletta centrale
Vaginal speculum with central key locking system

Cod.	Modello - Type	Dim.
720101	Piccolo - Small	ø 20 mm
720098	Piccolo - Small	ø 24 mm*
720102	Medio - Medium	ø 26 mm
720103	Grande - Large	ø 30 mm

Scatola da 180 pezzi.
Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE.
(*) Disponibile solo su richiesta.

180 pcs. per box.
Supplied single packed, single use, EtO sterilized and CE marked.
(*) Available only on request.



 Per la dilatazione del canale vaginale e l'esposizione del collo dell'utero. Permette la regolazione dell'apertura vaginale attraverso il posizionamento delle valve ed il bloccaggio della paletta centrale che può essere piegata verso il basso per facilitare l'inserimento di strumentario ingombrante. Prodotto in materiale trasparente.

 It allows to widen the vaginal canal and expose the uterus neck. It is possible to adjust the vaginal opening by fixing the blades and locking the central key. The central key can be bent down for an easier introduction of cumbersome instruments. Made of transparent material.

