

Stericlin® Klarsichtschläuche ohne Seitenfalte aus Papier und Folie

Sichere Sterilisation – unterschiedlichste Größen – DIN EN ISO 11607



Stericlin® Klarsichtschläuche erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und der DIN 868-5 und sind das universelle Verpackungssystem für die Sterilisation. Damit können Sie nahezu alle leichten und mittelschweren Instrumente verpacken. Das sterilisationsfeste 70 g/m² starke Kraftpapier bildet eine wirksame Barriere gegen Keime, ist aber gleichzeitig durchlässig für Luft, Dampf und Sterilisationsgase. Es sind drei Indikatoren außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt: STEAM, EO und FORM.

Qualität überzeugt

Unsere stericlin® Klarsichtverpackungen aus 70 g/m²-Papier heben sich durch Qualität, Festigkeit und Sicherheitsreserven deutlich von den marktüblichen Verpackungen aus 60 g/m²-Papier ab.

Artikel-Nr.	Breite in cm	Länge	Kartoninhalt (Rollen)
3FKFS230102	5	200 m	6
3FKFS230104	7,5	200 m	4
3FKFS230106	10	200 m	3
3FKFS230108	12,5	200 m	2
3FKFS230110	15	200 m	2
3FKFS230112	20	200 m	2
3FKFS230114	25	200 m	2
3FKFS230116	30	200 m	1
3FKFS230117	35	200 m	1
3FKFS230118	38	200 m	1
3FKFS230119	40	200 m	1
3FKFS230120	42	200 m	1