



SOFT NITRIL BLUE 300

GRÖSSE	ARTIKELNUMMER
--------	---------------

S	14102
---	-------

M	14103
---	-------

L	14104
---	-------

XL	14105
----	-------

XXL	14106
-----	-------



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

MATERIAL	Nitril
FARBE	blau
LÄNGE	300 mm
GRÖSSE	S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10), XXL (10,0 - 11,0)
PRODUKTMERKMALE	extra lang, innen & außen chloriniert, mikrogeraute Handfläche, puderfrei, Rollrand, unsteril
AQL	1.5
NORMEN HANDSCHUHE	EN 374, EN 455, T. 1-4, CE, Lebensmittelkontakt
VERPACKUNGSIHALT	Box à 100 Stück
VERSANDEINHEIT	10 Boxen