

Nitril[®] Sensory[®]

Unsere neuen tastsensiblen und kompakten Untersuchungshandschuhe aus Nitril zu Ihrem persönlichen Schutz



BLUE



WHITE



Produktinformationen

Die latexfreien medizinischen Schutzhandschuhe aus Nitrilbutadienkautschuk (NBR) sind nicht nur sehr elastisch und reißfest, sondern passen sich auch nach kürzester Zeit wie eine zweite Haut an und garantieren somit ein ermüdungsfreies Arbeiten. Die Polymerinnenbeschichtung ermöglicht ein müheloses Anziehen. Beidhändig passend, mit Rollrand, weiß oder blau, puderfrei, mikrogeraut, unsteril, zu 200 Stück verpackt, für den Einmalgebrauch.