

Pregnancy and labour



A **RAMCLAMP**

Pinzetta per cordone ombelicale
Umbilical cord clamp

Chiude il cordone ombelicale del neonato prima del taglio del cordone stesso. Provvista di una chiusura di sicurezza che evita aperture accidentali: una volta chiusa si può riaprire solamente con apposite pinzette. Praticità di utilizzo anche con una sola mano.

Used to clamp the umbilical cord of the newborn before cutting. It is provided with a safety lock to avoid accidental opening: once closed it can be opened with suitable forceps only. It is practical to use also with one hand.

Cod.

720216

Scatola da 250 pezzi. Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato EtO e marcato CE.

250 pcs. per box. Supplied in single package, single use, EtO sterilized and CE marked.

B **NAMEBAND**

Braccialetto identificativo madre/neonato
Mother/baby identification band

I braccialetti madre/neonato si presentano uniti da un lato e sono provvisti dello stesso codice per evitare ogni possibile errore di identificazione. Possibilità di scrivere i dati della madre e del neonato nell'apposito riquadro. Sono lunghi 24 cm (madre) e 15,5 cm (neonato) e sono disponibili in rosa (neonato femmina) o azzurro (neonato maschio).

The mother/baby identification bands are tied on one side and provided with same number to avoid any identification error. It is possible to write mother/baby personal data on the proper space. The mother's band is 24 cm long and baby's band is 15.5 cm long. Available in pink (female babies) and light blue (male babies).

Cod.	Descrizione - Description
HS-BN-30	Braccialetto identificativo maschio/madre (azzurro) Identification bracelet male/mother (light blue)
HS-BN-40	Braccialetto identificativo femmina/madre (rosa) Identification bracelet female/mother (pink)

Scatole da 100 pz, non sterili, marcato CE.

Boxes of 100 pcs. non sterile. CE marked.

