




YANKAUER / BULBO



Aspiración Quirúrgica

Suction Devices

Chirurgische Absaugung

Aspirazione Chirurgica

ASPIRACION QUIRURGICA - SUCTION DEVICES

Características Técnicas

- PVC transparente.
- Anatómico, con o sin control de aspiración.
- Estéril.
- **YANKAUER:** uso standard
- **YANKAUER ATRAUMÁTICO:** distal atraumático
- **YANKAUER ORTOPEDIC:** acceso difícil
- **CANULA POOLE:** gran caudal

Technical Specifications

- Transparent PVC.
- Anatomic, with or without vacuum control hole.
- Sterile.
- **YANKAUER:** standard use
- **YANKAUER ATRAUMATIC:** atraumatic distal
- **YANKAUER ORTOPEDIC:** difficult access
- **POOLE SUCKER:** high flow

Technische Daten

- Durchsichtiges PVC.
- Anatomisch, mit und ohne Vakuumintröllöffnung.
- Steril.
- **YANKAUER:** Standardverwendung
- **YANKAUER ATRAUMATISCH:** distal nicht traumatisch
- **YANKAUER ORTOPEDIC:** schwieriger Zugang
- **KANÜLE POOLE:** hoher Durchsatz

Caratteristiche Tecniche

- PVC trasparente.
- Anatomico, con o senza foro per il controllo della pressione.
- Sterile.
- **YANKAUER:** uso standard
- **YANKAUER ATRAUMATICO:** distale atraumatico
- **YANKAUER ORTOPEDICO:** accesso difficile
- **CANNULA POOLE:** gran portata

CANULAS DE ASPIRACIÓN - SUCTION DEVICES - ASPIRATIONSKANÜLE - CANULA D'ASPIRAZIONE

REF.	DESCRIP.	CONTROL	TUBE 2m	U/B	MODEL
900XX	YANKAUER s/c s/t			100	
901XX	YANKAUER c/c s/t	■		100	
902XX	YANKAUER s/c c/t		■	50	
903XX	YANKAUER c/c c/t	■	■	50	
91001	YANKAUER AT s/c s/t			50	
91002	YANKAUER AT c/c s/t	■		50	
91003	YANKAUER AT s/c c/t		■	25	
91004	YANKAUER AT c/c c/t	■	■	25	
910XX	YANKAUER ORTOP. s/c s/t			100	
910XX	YANKAUER ORTOP. c/c s/t	■		100	
910XX	YANKAUER ORTOP. s/c c/t		■	50	
910XX	YANKAUER ORTOP. c/c c/t	■	■	50	
91007	CANULA POOLE s/c			100	
91008	CANULA POOLE s/c c/t		■	25	

XX: Indica calibre-indicates size-gibt Kaliber an-indica calibre (PR 10 - PR 20 - PR 40 - PR 5)

TUBO BULBO - BUBBLE TUBING - BULBENSARTIGER SCHLAUCH - TUBO A BULBO

REF.	DESCRIP.	Ø	L	STERIL	U/B	MODEL
92001	TUBO CONEXION EST.	5 mm	2 m	■	50	
92002	TUBO CONEXION EST.	7 mm	2 m	■	50	
92003	TUBO CONEXION EST.	7 mm	3 m	■	40	
92004	TUBO CONEXION EST.	5 mm	3 m	■	50	
92010	TUBO CONEXION	7 mm	30 m		1	
92011	TUBO CONEXION	5 mm	30 m		1	
92031	TUBO CONEXION CON CONECTORES	7 mm	3 m	■	40	
92032	TUBO CONEXION CON CONECTORES	7 mm	2 m	■	50	

vecmedical