


Stericlin® Siegelnahtdichtigkeitstests

Zur Routinekontrolle der Siegelnähte nach DIN EN ISO 11607



3FSZB830102

Stericlin® Siegelnahtdichtigkeitstests sind einfach durchzuführen und zeigen Kanäle und Fehlstellen in Siegelnähten schnell und zuverlässig an. In Kombination mit dem Seal Test (Seite 52) bietet er die umfassende und sichere Routineprüfung für den Heißsiegelprozess.

Vorgaben finden Sie in der DGSV Leitlinie für die Validierung der Verpackungsprozesse nach DIN EN ISO 11607-2. Hier wird im Anhang A.7.3 und A.7.4 (Seite 23/24) die Verwendung von Tintentests gefordert.




3FSZB830103

Wir bieten Ihnen den Siegelnahtdichtigkeitstest in zwei Grundausführungen an: „Pipette“ und „Einwegtintenbeutel“



3FSZB830110

Artikel-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt (Stück)
3FSZB830102	Siegelnahtdichtigkeitstest (75 ml) Pipette DIN EN ISO 11607/ASTM F1929	1
3FSZB830103	Siegelnahtdichtigkeitstest „Liquid Control“ Einwegtintenbeutel DIN EN ISO 11607/ASTM F1929 für Klarsichtverpackungen aus Papier und Folie	30
3FSZB830104	Siegelnahtdichtigkeitstest „Liquid Control“ Einwegtintenbeutel DIN EN ISO 11607 für Klarsichtverpackungen aus Polyolefinen (DuPont™ Tyvek®) und Folie	30
3FSZB830110	Seal Test Kit bestehend aus: Siegelnahtdichtigkeitstest (75 ml), Pipette und Seal Test Papier (250 Stück)	1



Siegelnahtdichtigkeitstest in Anwendung

Stericlin® Seal Tests

Zur Routinekontrolle der Siegelnähte nach DIN EN ISO 11607

Der stericlin® Seal Test wird für die routinemäßige Überprüfung des Siegelgeräts verwendet und zeigt Unregelmäßigkeiten und Beschädigungen in der Siegelnaht klar und deutlich an. In Kombination mit dem Siegelnahtdichtigkeitstest (Seite 51) bietet er die umfassende und sichere Routineprüfung für den Heißsiegelprozess.

Vorgaben finden Sie in der DGSV Leitlinie für die Validierung der Verpackungsprozesse nach DIN EN ISO 11607-2. Hier wird im Anhang A.7.2 (Seite 22) die Verwendung dieses Siegelindikators gefordert.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt (Stück)
3FSZB830106	Seal Test Papier DIN EN ISO 11607	250
3FSZB830108	Seal Test DuPont™ Tyvek® DIN EN ISO 11607	125
3FSZB830110	Seal Test Kit bestehend aus: Siegelnahtdichtigkeitstest (75 ml), Pipette und Seal Test Papier (250 Stück)	1



3FSZB830106 - Papier



3FSZB830108 - DuPont™ Tyvek®



3FSZB830110



Seal Test in Anwendung