

## OP-SAUGSETS

**Produktübersicht + Bestellfax**

# Saugsets


## Suction sets


### Jeu d'aspiration




### Saugsets STANDARD

Suction sets STANDARD  
Jeu d'aspiration STANDARD

-  bestehend aus Saugansatz und Absaugverbindingsschlauch in verschiedenen Kombinationen
- Saugansatz abgewinkelt
- steril verpackt
- Peelverpackung
- latexfrei

-  complete with suction handle and connecting tube in different combinations
- angled suction handle
- sterile packaged
- peel-packaged
- latexfree

-  complet avec embout d'aspiration et tuyau de raccordement en plusieurs possibilités de combinaison
- embout d'aspiration coudé
- emballage sterile
- exempt de latex

**Saugansatz**  
Suction Handle  
Embout d'aspiration


Einteilig (mit Fingertip)  
6 mm



Einteilig (mit Fingertip)  
8 mm



Mit Handgriff  
6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm)



Mit Handgriff  
6 mm



**Absaugverbindingsschlauch**  
Suction connecting tube  
Flexible de raccord d'aspiration

Ch.25, 2 m  
Trichterende / Trichterende



Ch.25, 2 m  
Trichterende / Trichterende



Ch.25, 2 m  
Trichter / Trichter



Ch.25, 2 m  
Trichter / Trichter



**Art.-Nr.**  
Art. no.  
Art.-n°

34120

34121

34110

34111

**VPE/VSE**  
SPU/SSU  
UE/UC

50/50

50/50

50/50

50/50

# Saugsets Suction sets Jeu d'aspiration


**Saugansatz**  
Suction Handle  
Embout d'aspiration

**Absaugverbindingsschlauch**  
Suction connecting tube  
Flexible de raccord d'aspiration

**Art.-Nr.**  
Art. no.  
Art.-n°

**VPE/VSE**  
SPU/SSU  
UE/UC

Mit Handgriff (Fingertip im Handgriff)  
6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm)



Ch.25, 2 m  
Trichter / Trichter



34108 50/50

Mit Handgriff und Körbchen Ch.18  
8 mm



Ch.25, 2 m  
Trichter / Trichter



34116 50/50

Ohne Handgriff  
6 mm  
(Saugset Rektoskopie)



Ch.25, 2 m  
Trichter / Saugansatz direkt eingelebt



34100 50/50

Ohne Handgriff  
8 mm




Ch.25, 2 m  
Trichter / Saugansatz direkt eingelebt



34208 50/50

Mit Handgriff  
6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm)



Ch.25, 3 m  
Trichter / Trichter



34210 30/30



**Saugsets ORTHOPÄDIC**

Suction sets ORTHOPÄDIC

Jeu d'aspiration ORTHOPÄDIC



- bestehend aus Saugansatz und Absaugverbindingsschlauch in verschiedenen Kombinationen
- Saugansatz abgewinkelt und mit abgeflachtem Saugstutzen
- steril verpackt
- Peelverpackung
- latexfrei



- complete with suction handle and connecting tube in different combinations
- angled suction handle with flattened tip
- sterile packaged
- peel-packaged
- latexfree



- complet avec embout d'aspiration et tuyau de raccordement en plusieurs possibilités de combinaison
- embout d'aspiration coudé avec bout aplati
- emballage sterile
- exempt de latex

**Saugansatz**  
Suction Handle  
Embout d'aspiration

**Absaugverbindingsschlauch**  
Suction connecting tube  
Flexible de raccord d'aspiration

**Art.-Nr.**  
Art. no.  
Art.-n°

**VPE/VSE**  
SPU/SSU  
UE/UC

Einteilig (mit Fingertip)  
6 mm




Ch.25, 2 m  
Trichterende / Trichterende



34122

50/50

Einteilig (mit Fingertip)  
8 mm



Ch.25, 2 m  
Trichterende / Trichterende



34123

50/50

Mit Handgriff  
6 mm



Ch.25, 2 m  
Trichter / Trichter



34107

50/50

Mit Handgriff  
6 mm



Ch.25, 3 m  
Trichter / Trichter



34207

30/30

Mit Handgriff  
6 mm



Ch.25, 3,5 m  
Trichter / Trichter



34307

30/30

Ohne Handgriff  
10 mm



Ch.30, 2 m  
Trichter / Trichter



35109

30/30

**Stabiler Handgriff mit Fingertip**  
Stable handle with vacuum control  
Poignée fixe avec actionnement au doigt



# Saugsets Suction sets Jeu d'aspiration

**Saugansatz**  
Suction Handle  
Embout d'aspiration

**Absaugverbindingsschlauch**  
Suction connecting tube  
Flexible de raccord d'aspiration

**Art.-Nr.**  
Art. no.  
Art.-n°

**VPE/VSE**  
SPU/SSU  
UE/UC

Einteilig  
6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm)



Ch.25, 2 m  
Gerätekonnekter /  
Gerätekonnekter



34114

50/50

Einteilig  
6 mm




Ch.25, 2 m  
Gerätekonnekter /  
Gerätekonnekter



34115

50/50

Mit Handgriff  
6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm)



Ch.25, 3 m  
Trichter / Trichter



34201

30/30

Mit Handgriff  
6 mm




Ch.25, 3 m  
Trichter / Trichter



34202

30/30

Mit Handgriff (Fingertip im Handgriff)  
6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm)



Ch.25, 3 m  
Trichter / Trichter



34203

30/30

Mit Handgriff (Fingertip im Handgriff)  
6 mm




Ch.25, 3 m  
Trichter / Trichter



34204

30/30

Mit Handgriff  
6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm)



Ch.25, 3,5 m  
Trichter/Trichter



34301

30/30



RMP MED – Steffen Roßberg  
 Medizinische Produkte e. K.  
 Thomas-Mann-Straße 16  
 01219 Dresden

# BESTELLFAX

bestellen Sie einfach per Fax  
 Lieferung auf Rechnung

**TELEFON**  
 +49 (0)351 41882291

**FAX**  
 +49 (0)351 41882297

**MAIL**  
 info@rmp-med.shop

**INTERNET**  
 rmp-med.shop

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Größe	Menge (VE)

## Ihre Anschrift

## abweichende Lieferanschrift

.....  
 Name

.....  
 Name

.....  
 Straße

.....  
 Straße

.....  
 PLZ / Ort

.....  
 PLZ / Ort

.....  
 Telefon für Rückfragen

.....  
 Telefon für Rückfragen