

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:
2017-05

Nitril® Magenta

Unser Eyecatcher mit pflegendem Silk-Sericin-Coating /
Our eye-catcher with nurturing silk sericin coating



Physikalische Eigenschaften / Physical properties:

| REF | Größe / Size | Länge / Length (mm) | Breite / Width (mm) |
|-------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 1286S | Small | min. 240 | 85 ± 5 |
| 1286M | Medium | min. 240 | 95 ± 5 |
| 1286L | Large | min. 240 | 105 ± 5 |

| Reißkraft / Tensile strength (N) | AQL | Bioburden (CFU) |
|---|--------------------------------------|--|
| Vor Alterung / Before aging ≥ 6 N | EN 455 / AQL 1,5 EN 374 / AQL 1,5 | < 300 (CFU = colony- forming unit) |
| Nach Alterung / After aging ≥ 6 N | | |

| Wandstärke / Thickness (mm) | |
|-----------------------------|------------------|
| Schaft / Cuff | 0,060 mm ± 0,010 |
| Handfläche / Palm | 0,070 mm ± 0,020 |
| Finger | 0,100 mm ± 0,020 |

| Prüfnormen / Testing standards | |
|--------------------------------|----------|
| EN 455-1 / -2 / -3 / -4 | Ja / Yes |
| EN 374-1 / -2 / -3 | Ja / Yes |
| EN 388 | Ja / Yes |
| EN 420 | Ja / Yes |

Allgemeine Informationen / General information:

Produktbeschreibung / Product description:

Nitriluntersuchungshandschuh, magenta, puderfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch. / Nitrile examination glove, magenta, powderfree, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, disposable.

Inhaltsstoffe / Ingredients:

Nitrilbutadienkautschuk, KOH, Sulfur, Zinkoxid, ZDEC, ZDBC, ACU AF-68, TiO₂, Farbpigment. / Nitrile synthetic latex, KOH, sulphur, zinc oxide, ZDEC, ZDBC, ACU AF-68, TiO₂, color pigment.

Oberflächenbehandlung / Surface treatment:

Chloriniert / Chlorinated

Verpackung / Packing:

100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /
100 pcs. per package; 10 packages per carton

Haltbarkeit / Shelf life:

3 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C vermeiden. /
3 years if stored properly: store in a cool and dry place, protect from sunlight. Avoid temperatures below 5 °C and higher than 35 °C.

Qualitätszertifikate / Quality certificates:

- EN ISO 9001; EN ISO 13485
- 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I / Medical product of class I
- 89/686/EWG / EEC: Persönliche Schutzausrüstung der Kat. III / Personal protective equipment of cat. III
- Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung / Food Compliance acc. to EC Directive 1935/2004

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.