

Suavel® Protec

Unsere bewährte OP-Maske mit elastischen
Ohrschlaufen /
Our quality mask with elastic ear loops



OP-Gesichtsmaske, 3-lagig



REF 80-901

50 Stk. / pcs.

Produktdaten / Description

REF	Größe / Size Gefaltet / folded	Größe / Size Aufgefaltet / unfolded	Farbe / Color	Packung / Package	Karton / Carton
80-901	Ca. / approx. 180 x 90 mm	180 x 155mm (± 5mm)	Blau / Blue	50 Stück / 50 pcs.	20 Packungen / 20 pkg.

Allgemeine Informationen / General information

Materialzusammensetzung / Material composition

- Nasenbügel: PP-beschichteter Aluminiumbügel /
Nose wire: PP-coated aluminium wire
- Ohrschlaufen: Elastomer / Earloops: Elastomer
- Erste/Äußere Lage: Polypropylen-Spunbond-Vlies /
First/Outer layer: Polypropylene Spunbond
Nonwoven
- Zweite/Mittlere Lage: Meltblown-Polypropylen-
Faser /
Second/Middle layer: Meltblown-Polypropylene-
Fibre
- Dritte/Innere Lage: Polypropylen-Spunbond-Vlies /
Third/Inner layer: Polypropylene Spunbond
Nonwoven

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (Trocken lagern,
vor direkter Sonneneinstrahlung schützen) /
5 years if stored properly (store in a cool and dry place,
protect from sunlight)

Qualitätszertifikate / Quality certificates

EN ISO 13485:2016

EN 14683, Typ II / Type II

93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I / Medical
product of class I

Technische Daten / Technical Data

- Filtereffizienz (BFE): > 98%, Partikelgröße: 3,1µm /
Filtration Efficiency (BFE): > 98%, Particle size:
3,1µm
- Atemwiderstand / Differential Pressure: 30 ΔP
(Pa/cm²)

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.