

8 Speculum e accessori

Speculum and accessories



SPECUVAG CS


Speculum vaginale modello CUSCO
con bloccaggio a vite centrale

Vaginal speculum with central-screw locking system
CUSCO model

Cod.	Modello - Type	Dim.
720045/S	Piccolo - Small	ø 19 mm
720043/S	Medio - Medium	ø 27 mm
720044/S	Grande - Large	ø 31 mm

Scatola da 180 pezzi.
Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato
a EtO e marcato CE.

180 pcs. per box.
Supplied single packed, single use, EtO sterilized and
CE marked.



🇮🇹 Per la dilatazione del canale vaginale e l'esposizione
del collo dell'utero. Permette la regolazione
dell'apertura vaginale attraverso il posizionamento delle
valve ed il bloccaggio della vite centrale.
Prodotto in materiale trasparente.

🇮🇹 It allows to widen the vaginal canal and expose the
uterus neck. It is possible to adjust the vaginal opening
by fixing the blades and locking the central-screw.
Material high transparency allows vaginal walls
inspection. Made of transparent material.