

# Cánulas Yankauer

## Yankauer Cannulas

### Descripción del producto / *Product description*

La Yankauer es un mango de succión destinada a la eliminación de la sangre y los líquidos durante la cirugía.

Evita al máximo el riesgo de bloqueo.

*Yankauer is a suction handle with the purpose of removing the blood and similar liquids during surgery.*

*It avoids major blocking risks.*



Cánulas Yankauer

*Yankauer Cannulas*

- 90012 Cánula Yankauer CH12
- 90014 Cánula Yankauer CH14
- 90016 Cánula Yankauer CH16
- 90018 Cánula Yankauer CH18
- 90020 Cánula Yankauer CH20
- 90022 Cánula Yankauer CH22
- 90028 Cánula Yankauer CH28
- 90112 Cánula Yankauer CH12, CONTROL
- 90114 Cánula Yankauer CH14, CONTROL
- 90116 Cánula Yankauer CH16, CONTROL
- 90118 Cánula Yankauer CH18, CONTROL
- 90120 Cánula Yankauer CH20, CONTROL
- 90122 Cánula Yankauer CH22, CONTROL
- 90128 Cánula Yankauer CH28, CONTROL

### Características del producto / *Product features*

- Fabricada en PVC semirrígido, maleable, atóxico y transparente que facilita la visión del drenado
- Contienen de 2 a 4 orificios distales abiertos y atraumáticos en los laterales
- Diseño anatómico del mango, lo que la hace más cómoda para el usuario
- Conexión en definición, lo que permite una perfecta adaptación a los tubos de vacío o de aspiración
- Existen dos opciones de terminación, con o sin control de aspiración
- Extremo proximal universal
- Esterilizado por Óxido de Etileno
- *Made of semirigid, malleable, non-toxic transparent PVC, which makes seeing the draining easier*
- *2 to 4 open distal holes and atraumatic on the sides*
- *Anatomic handle, which makes it easier to hold it (comfortable grip)*
- *Great connection allows perfect adaptability to vacuum or suction tubes*
- *Two end options, with or without suction control*
- *Universal proximal end*
- *Sterilised with ethylene oxide*