

Artificial Insemination (AI)

STERICOVER

Coprisonda vaginale in Eva
(Acetato Etilvinilico)

Vaginal probe cover
(Eva -Ethylene Vinyl Acetate)



🇮🇹 Per proteggere la sonda trans-vaginale durante esami ecografici di utero, ovaie e tube. Stericover è in Eva (Acetato Etilvinilico) ha una lunghezza di 22 cm e una larghezza di 7 cm. Non spermicida, non embriotossico, non cito-tossico, privo di lattice. Viene fornito in bustina singola sterile.

🇬🇧 To protect ultrasound transvaginal probe during ultrasonic examination (uterus, ovaries, tubes). Made of Eva -Ethylene Vinyl Acetate). Stericover is 22 cm long and 7 cm large. Non-spermicide, non embryotoxic, non-cytotoxic, latex free. Supplied sterile in single pouch.

Cod.	Descrizione - Description
800400	L = 22 cm Ø 7 cm

Scatola da 50 pezzi.
Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a raggi Beta e marcato CE.

Box of 50 pcs.
Single packaged, single use, Beta sterilized and CE marked.

