

MICRO-TOUCH[®] NITRA-TEX[™]

Performance - Reihe

Nitrile, powder-free examination glove with strong barrier protection (only available in APAC)

Die Handschuhe der MICRO-TOUCH[®]-Reihe wurden für Krankenhauspersonal, Rettungssanitäter, Gesundheitspfleger und private Arztpraxen konzipiert und entwickelt, die Untersuchungshandschuhe für den Schutz vor Risiken benötigen, mit denen sie in vielfältigen Aufgabenbereichen täglich konfrontiert sind. MICRO-TOUCH[®]-Handschuhe bieten einen Handschutz, der den Träger in seinem Vertrauen bestärkt, seine beruflichen Aufgaben mit der nötigen Sorgenfreiheit verrichten zu können.

Empfohlen für

- Getestet für die Handhabung von Zytostatika
- Standarduntersuchungen mit moderaten Risiken
- Umweltfreundliche Anlagen
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters oder Patienten vor eine Typ-I-Latexallergie

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



MICRO-TOUCH[®] Täglich und überall geschützt

Die MICRO-TOUCH[®]-Untersuchungshandschuhe der Premium-Klasse sind auf wissenschaftlicher Basis konzipiert und erfüllen alle medizinischen Anforderungen. Anspruchsvolle Merkmale sind beispielsweise ergonomische Technologien von Ansell, die den Tragekomfort bei langwierigen Eingriffen gewährleisten, ein innovativer Nassgriff, der eine sichere Instrumentenführung ohne gefährliche Fehler verhindert, und ein extrem dünner Beschichtungsfilm für eine maximale Tastsensibilität. Pflegepersonal, das optimal vorbereitet und durch die vielseitigen MICRO-TOUCH[®]-Ausführungen komfortabel geschützt ist, kann sich sorgenfrei auf die wichtigsten Aspekte seiner Arbeit konzentrieren: Gesundheit und Schutz der Patienten und der eigenen Person.

MICRO-TOUCH[®] NITRA-TEX[™]

Performance-Reihe

PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Nitril	Farbe	Blau
Cuff Länge	Standard	Puder Inhalt	Pudernfrei
Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Finger	Allergie-Prävention	Latex (Typ I)
Verfügbare Größen	XS (5 $\frac{1}{2}$ -6), S (6 $\frac{1}{2}$ -7), M (7 $\frac{1}{2}$ -8), L (8 $\frac{1}{2}$ -9), XL (9 $\frac{1}{2}$ -10)	Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Ja, gemäß ASTM D6978 und US FDA
Steril	Nein	Antistatische	Nicht getestet
Produkt Segmentation	Performance-Reihe		

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Haltbarkeit	3 Years
Lageranleitungen	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten

NORMEN UND ZERTIFIKATE

ASTM D6319, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 10993-10, ISO 13485, ISO 9001

Sensibilisatoren

Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)	
----------------------------------	--

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com

Lateinamerika und Karibik
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cslac@ansell.com
Tel. (Brasilien): +55-11-3356-3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com

Ansell[®] und [™] sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente und inner-/außerhalb der USA angemeldete Patente: www.ansell.com/patentmarking.
© 2020 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.