

# Stericlin® Klarsichtbeutel mit Seitenfalte aus Papier und Folie

Sichere Sterilisation – unterschiedlichste Größen – DIN EN ISO 11607

Stericlin® Klarsichtbeutel erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und der DIN 868-5 und sind das universelle Verpackungssystem für die Sterilisation. Damit können Sie nahezu alle leichten und mittelschweren Instrumente verpacken. Das sterilisationsfeste 70 g/m<sup>2</sup> starke Kraftpapier bildet eine wirksame Barriere gegen Keime, ist aber gleichzeitig durchlässig für Luft, Dampf und Sterilisationsgase. Es sind drei Indikatoren außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt: STEAM, EO und FORM. Es sind drei Indikatoren außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt: STEAM, EO und FORM.

## Qualität überzeugt

Unsere stericlin® Klarsichtverpackungen aus 70 g/m<sup>2</sup>-Papier heben sich durch Qualität, Festigkeit und Sicherheitsreserven deutlich von den marktüblichen Verpackungen aus 60 g/m<sup>2</sup>-Papier ab.



Artikel-Nr.	Größe in cm (Breite × Falte × Länge)	Kartoninhalt (Stück)
3FKSB220102	10 × 5 × 30	2.000
3FKSB220104	10 × 5 × 40	2.000
3FKSB220106	15 × 5 × 28	1.000
3FKSB220108	15 × 5 × 40	1.000
3FKSB220110	20 × 5 × 40	1.000
3FKSB220112	20 × 5 × 48	500
3FKSB220114	25 × 6,5 × 48	500
3FKSB220116	30 × 6,5 × 61	500
3FKSB220118	41 × 6,5 × 61	500