

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:
2017-05

Gentle Skin® black

Unser schwarzer Latexhandschuh für
Modebewusste /
Our black latex glove for the fashion-
conscious



Physikalische Eigenschaften / Physical properties:

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)
1224XS	Extra-Small	min. 240	77 ± 5
1224S	Small	min. 240	83 ± 5
1224M	Medium	min. 240	94 ± 5
1224L	Large	min. 240	105 ± 5
1224XL	Extra-Large	min. 240	116 ± 5

Wandstärke / Thickness (mm)	
Schaft / Cuff	0,100 mm ± 0,020
Handfläche / Palm	0,140 mm ± 0,020
Finger	0,170 mm ± 0,020

Reißkraft / Tensile strength (N)	AQL
Vor Alterung / Before aging ≥ 6 N	EN 455 / AQL 1,5
Nach Alterung / After aging ≥ 6 N	

Prüfnormen / Testing standards	
EN 455-1 / -2 / -3 / -4	Ja / Yes

Allgemeine Informationen / General information:

Produktbeschreibung / Product description:

Latexuntersuchungshandschuh, schwarz, puderfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch. / Latex examination glove, black, powderfree, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, disposable.

Inhaltsstoffe / Ingredients:

Naturkautschuklatex*, KOH, Ammoniaklösung, Sulfur, ZnO, ZDBC, ZDEC, Wingstay-L, Vultamol, Lactic Casein, Farbpigment (schwarz). /

Natural rubber latex*, KOH, ammonia solution, sulphur, ZnO, ZDBC, ZDEC, Wingstay-L, vultamol, lactic casein, color pigment (black).

Oberflächenbehandlung / Surface treatment:

Polymerbeschichtung / Polymer coating

Verpackung / Packing:

100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /
100 pcs. per package; 10 packages per carton

Haltbarkeit / Shelf life:

3 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Temperaturen unter 5 °C und über 40 °C vermeiden. /
3 years if stored properly: store in a cool and dry place, protect from sunlight. Avoid temperatures below 5 °C and higher than 40 °C.

Qualitätszertifikate / Quality certificates:

- EN ISO 9001; EN ISO 13485
- 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I / Medical product of class I
- Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung / Food Compliance acc. to EC Directive 1935/2004

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de. *Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de. *This product contains natural rubber latex, which may cause allergies and / or anaphylactic reactions.