

Stericlin® Klarsichtbeutel ohne Seitenfalte aus Papier und Folie

Sichere Sterilisation – unterschiedlichste Größen – DIN EN ISO 11607

Stericlin® Klarsichtbeutel erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und der DIN 868-5 und sind das universelle Verpackungssystem für die Sterilisation. Damit können Sie nahezu alle leichten und mittelschweren Instrumente verpacken. Das sterilisationsfeste 70 g/m² starke Kraftpapier bildet eine wirksame Barriere gegen Keime, ist aber gleichzeitig durchlässig für Luft, Dampf und Sterilisationsgase. Es sind drei Indikatoren außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt: STEAM, EO und FORM. Es sind drei Indikatoren außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt: STEAM, EO und FORM.



Qualität überzeugt

Unsere stericlin® Klarsichtverpackungen aus 70 g/m²-Papier heben sich durch Qualität, Festigkeit und Sicherheitsreserven deutlich von den marktüblichen Verpackungen aus 60 g/m²-Papier ab.

Artikel-Nr.	Größe in cm (Breite × Länge)	Kartoninhalt (Stück)
3FKFB210102	5,5 × 20	2.000
3FKFB210104	5,5 × 25	2.000
3FKFB210106	7,5 × 15	2.000
3FKFB210108	7,5 × 20	2.000
3FKFB210110	7,5 × 25	2.000
3FKFB210112	7,5 × 30	2.000
3FKFB210114	10 × 15	2.000
3FKFB210116	10 × 20	2.000
3FKFB210118	10 × 25	2.000
3FKFB210120	10 × 30	2.000
3FKFB210122	10 × 36	1.000
3FKFB210124	10 × 40	1.000
3FKFB210126	10 × 52	1.000
3FKFB210128	12,5 × 25	2.000
3FKFB210130	12,5 × 30	2.000
3FKFB210131	12,5 × 35	1.000
3FKFB210132	12,5 × 40	1.000
3FKFB210134	12,5 × 52	1.000
3FKFB210136	15 × 20	1.000
3FKFB210138	15 × 27	1.000
3FKFB210140	15 × 30	1.000
3FKFB210142	15 × 38	1.000
3FKFB210143	15 × 50	1.000
3FKFB210144	15 × 61	1.000
3FKFB210146	16 × 22	1.000