

Bogenverpackungen interleaved Vlies/Vlies von stericlin®

Vlies in zwei Farben – DIN EN ISO 11607

Das stericlin® Vlies 52g ist ein Material, das sich durch eine sehr gute Drapierfähigkeit bei gleichzeitig hoher mechanischer Stabilität auszeichnet. Es entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2 und eignet sich zum Verpacken medizinischer Güter, wie Instrumentensiebe oder Wäsche. Die Mischfasern (Zellstoff- und Kunststofffasern) des Vlieses unterstützen die vollständige Abtrocknung der Restfeuchte nach der Sterilisation.

Das Packen mit stericlin® Bogenverpackungen interleaved bietet Ihnen viele Vorteile. Beschädigungen der Verpackung sind, durch die unterschiedlichen Farben von Innen- und Außenverpackung, leichter zu erkennen. Da blaue und grüne Bögen abwechselnd im Stapel gelegt sind, entfällt das Zusammenstellen von Bögen aus zwei unterschiedlichen Kartons.

Wir empfehlen Ihnen Doppelverpackungen generell durch zwei aufeinander folgende Packvorgänge zu erstellen. Nur auf diese Weise erhalten Sie eine sinnvolle Doppelverpackung, die beim Auspacken eine Keimabreicherung ermöglicht und die aseptische Präsentation sicherstellt.



Artikel-Nr.	Material	Größe in cm	Kartoninhalt (Stück)
3FITL340108	Vlies blau 52g/Vlies grün 52g	75 × 75	200
3FITL340112	Vlies blau 52g/Vlies grün 52g	90 × 90	200
3FITL340114	Vlies blau 52g/Vlies grün 52g	100 × 100	200
3FITL340118	Vlies blau 52g/Vlies grün 52g	120 × 120	100
3FITL340120	Vlies blau 52g/Vlies grün 52g	120 × 140	100